


Código del Producto

UTA-0360 Trituradora de Mandíbula Tipo Laboratorio, 380 V 50 Hz
 UTA-0370 Molino de Cuchillas, 220-240 V 50-60 Hz

UTA-0360 y UTA-0370 están usados para machucar agregados, muestras de núcleos, o materiales similares en el laboratorio cuando se requiere hacer ensayos de materiales más pequeños. Tres modelos están disponibles (Ver Especificaciones Técnicas), dependiendo de los diferentes avances, tamaño del grano para la salida y requerimientos de capacidad.



UTA-0370



UTA-0360

Especificaciones Técnicas

	Tamaño Máximo de Avance	Tamaño del Grano de Salida
UTA-0360	100x100 mm	0-8 mm ajustable
UTA-0370	20 mm	0.5 - 2.0 mm, por usar tamices adecuados

	Dimensiones	Peso (Aprox.)	Potencia
UTA-0360	800x900x980 mm	300 kg	1500 W (para todos los modelos)
UTA-0370	450x530x710 mm	75 kg	