

### Código del Producto

UTS-0230	Conjunto de Equipo para pruebas de Límite de Contracción
UTS-0234	Plato con Puntas para Pruebas de Límite de Contracción
UTGH-1425	Contenedor para Muestras con Tapa, de Aluminio, de $\varnothing$ :55 mm x 35 mm de alto
UTGH-1430	Contenedor para Muestras con Tapa, de Aluminio, de $\varnothing$ :45 mm x 10 mm de alto
UTGG-2170	Plato de Porcelana de 120 mm de dia.
UTGH-1495	Espátula, Pequeña, 120 mm de largo
UTGG-1005	Cilindro Graduado de Vidrio de 25 ml

### Estándares

ASTM D427; AASHTO T92; UNE 103-108; UNI 10014

Cuando el contenido de agua de suelo cohesivo de grano fino está reducido bajo del límite plástico, contracción de la masa del suelo continua hasta que el límite de contracción esté alcanzado. Este método de prueba cubre la determinación de límite de contracción, ratio de contracción, contracción volumétrica y contracción lineal.

El Conjunto de Equipo para pruebas de Límite de Contracción viene con;

- Plato con Puntas
- Contenedor para Muestras con Tapa, de Aluminio, de  $\varnothing$ :45 mm x 10 mm de alto, 2 pcs.
- Contenedor para Muestras con Tapa, de Aluminio, de  $\varnothing$ :55 mm x 35 mm de alto
- Plato de Porcelana de 120 mm de dia.
- Espátula de 120 mm
- Cilindro Graduado de Vidrio de 25 ml
- Estuche de Transporte



Dimensiones	340x290x80 mm
Peso (aprox.)	1,5 kg